

MASAŻER PW100

Przyrząd do głębokiego masażu mięśni

Podręcznik użytkownika



Oznaczenia/symbole



Prąd przemienny



Prąd stały



Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią podręcznika



Oznaczenie WEEE (recycling)



Oznaczenie związane z recyklingiem i ponowny wykorzystaniem baterii litowych

Li-ion



Konstrukcja o podwójnej warstwie izolacyjnej lub wzmocnionej izolacji (Urządzenia typu II)

Wstęp i informacje o funkcjach produktu

Przyrząd do głębokiego masażu mięśni PW100 jest urządzeniem służącym poddawaniu tkanki mięśniowej głębokiej relaksacji. Wykorzystywany jest on do wykonywania masażu fizycznego po ćwiczeniach, przynosząc ulgę przy sztywności i bólu, rozluźniając mięśnie dotknięte zmęczeniem, poprawiając krążenie krwi oraz przyczyniając się do przyrostu włókien mięśniowych.

Główne parametry techniczne

1. Nazwa produktu: Przyrząd do głębokiego masażu mięśni PW100
2. Model: ST-801B
3. Budowa: Masażer składa się z części odpowiadającej za sterowanie, z głowicy masującej oraz baterii litowej.
4. Częstotliwość: częstotliwość drgań pionowych masażera ≤ 60 Hz.
5. Amplituda: 10MM.
6. Moc znamionowa: 25W.
7. Masażer wyposażono w funkcjonalny przełącznik sterowania.
8. Możliwość wymiany głowicy masażera w razie potrzeby.
9. Tryb pracy: uderzenie interwałowe.

Oddziaływanie elektromagnetyczne oraz wpływ na środowisko

1. Brak wpływu na sprzęt elektroniczny oraz człowieka z uwagi na minimalne pole elektromagnetyczne urządzenia.
2. W przypadku zużycia sprzętu (włączając zwłaszcza baterię litową) oraz akcesoriów, nie należy ich wyrzucać – prosimy o postąpienie z odpadami elektrycznymi w sposób zgodny z regulacjami lokalnej instytucji zajmującej się ochroną środowiska.

Funkcje

1. Sterowanie urządzeniem za pomocą pojedynczego przycisku:
Długie przytrzymanie przycisku: wyłączanie urządzenia
Krótkie wciśnięcie przycisku: przełączanie urządzenia pomiędzy trybami (Smart [Inteligentny]-Training [Treningowy]-Relax [Relaksacyjny]-Relief [Przynoszący ulgę]-SPA [Odnowa] -Fitness [Fitness] -OFF [wyłączanie])
Domyślnym trybem pracy jest tryb Smart – urządzenie przechodzi w niego po tym, jak zostanie włączone.

2. Tryb Smart: prędkość jest zmieniana w zakresie 1800 – 2500.
Prędkości dla trybów: Training 1650, Relax 1900, Relief 2100, SPA 2300, Fitness 2500.
3. Czas, po którym masażer wyłączy się automatycznie: 10 minut.
4. Kiedy lampka wskaźnika przełącznika zaczyna migać na czerwono oznacza to, że urządzenie jest wyłączone.
5. Przełącznik przy baterii: kiedy urządzenie nie jest używane konieczne jest pozostawienie przełącznika urządzenia u dołu baterii w pozycji „OFF”, w innym wypadku (przy pozostawieniu przełącznika w pozycji „ON” przez dłuższy okres) bateria się wyczerpie.

Konstrukcja produktu



Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem

Poniższe informacje należy przyswoić sobie ze zrozumieniem – w innym wypadku możliwe jest powstania uszkodzeń lub spowodowanie niebezpieczeństwa.

Informacje związane z użytkownikiem oraz korzystaniem z części urządzenia.

1. Produkt przeznaczono jedynie dla zdrowych osób dorosłych – z wyjątkiem osób starszych.
2. Produktu należy używać jedynie na tkanki miękkie ciała w celu zapobiegania boleściom oraz dyskomfortowi.
3. Nie należy korzystać z przyrządu w obrębie głowy oraz twardszych tkanek / części ciała.
4. Przyrząd może przyczynić się do powstania zasinień jeśli użytkownik będzie przyciskał go do ciała. Miejsca poddawane masażowi należy często sprawdzać pod kątem zasinień. W przypadku doświadczenia bólu lub dyskomfortu należy zaprzestać używania urządzenia.
5. Należy używać urządzenia jedynie w kontakcie z suchą i czystą skórą, lekko przyciskając i poruszając po niej głowicą.
6. Palce, włosy oraz inne podobne części ciała należy trzymać z daleka od osi i tylnej części głowicy masażera, gdyż mogą one zostać przez nie uchwycone.
7. Nie należy używać masażera w obrębie mniej umięśnionych części ciała, takich jak golenie, tylne części stóp oraz wierzch dłoni.
8. Nie należy używać urządzenia dookoła następujących stref, które są uznawane za wrażliwe: oczu, zębów, piersi, organów rozrodczych, protez, itp.
9. Nie należy używać przyrządu w związku z partiami dotkniętymi kontuzją lub uszkodzeniem.
10. W przypadku wystąpienia bólu, który nie ustaje, należy skonsultować się z lekarzem.
11. Niniejszy produkt nie jest przyrządem medycznym i nie jest zalecane korzystanie z niego w celach medycznych.
12. Prosimy o sprawdzenie masażera oraz adaptera przez skorzystaniem z urządzenia. Jeśli którekolwiek z nich jest uszkodzone, należy dokonać jego wymiany przez producenta lub wskazanych profesjonalistów.

Obsługa urządzenia

1. Głowicę masażera należy przykładać do różnych części ciała, osiągając w ten sposób najlepsze rezultaty na gruncie masażu.
2. Nie należy umieszczać niczego w obrębie otworu odprowadzającego ciepło z urządzenia.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie, upewniając się, że woda nie znajduje się również w otworze odprowadzającym ciepło z urządzenia.
4. Urządzenia nie należy upuszczać ani korzystać z niego w sposób nieprawidłowy.
5. Nie należy zmieniać ani modyfikować przyrządu w żaden sposób.
6. Nie należy pozostawiać bez nadzoru włączonego urządzenia ani ładować jego baterii bez obecności obserwatora.
7. W celu ładowania urządzenia należy korzystać ze specjalnej ładowarki, zabronione jest korzystanie z ładowarek innej marki.
8. Zabronione jest włączanie urządzenia podczas ładowania.
9. Nie należy poddawać urządzenia działaniu ognia.
10. Nie należy używać produktu w sposób ciągły przez więcej niż 1 godzinę. Po jej upływie należy go wyłączyć i uruchomić ponownie dopiero po 30 minutach.

Ładowanie baterii

1. Przed pierwszym użyciem należy ładować baterię przez ok. 2-3 godziny, kiedy to dojdzie do pełnego jej naładowania.
2. Podczas ładowania użytkownik powinien korzystać ze specjalnego adaptera podłączanego do portu ładowania baterii.
3. Podczas ładowania urządzenia lampka przełącznika emitować będzie różnokolorowe i migające światło.
4. Ustanie migotania i emitowanie przez lampkę przełącznika światła w kolorze zielonym oznaczać będzie, że bateria produktu została w pełni naładowana.
5. Baterię można poddawać ładowaniu w dowolnym momencie.
6. Kiedy wskaźnik naładowania baterii wskaże wartość poniżej 25% należy poddać urządzenie ładowaniu.
7. Doprowadzanie do pełnego rozładowania się baterii nie jest zalecane.
8. Średni czas pracy urządzenia przy początkowo w pełni naładowanej baterii to 2 godziny. Czas pracy zależy od częstotliwości drgań oraz nacisku, z jakim urządzenie jest wykorzystywane.

Wskaźnik baterii

(na spodzie uchwytu urządzenia)


1. Pełne naładowanie: emisja niebieskiego światła
Niski poziom naładowania: emisja czerwonego światła
Blisko pełnego rozładowania: czerwone i migające światło (Urządzenie wkrótce zostanie wyłączone)
Ładowanie: różnokolorowe i migające światło
Zakończenie ładowania (bateria w pełni naładowana): zielone światło
2. Ładowarka baterii: 14 V =0.8 A (około 2-3 godzin ładowania)

Warunki użytkowania

Warunki, w których korzystać można z urządzenia

1. Temperatura: 5 °C ~40 °C;
2. Wilgotność względna: ≤90%;
3. Ciśnienie atmosferyczne: 70kPa ~106 kPa;
4. Ładowarka: wartości wejściowe: 100-240V ~50/60 Hz 0.4 A, wartości wyjściowe: 14V =0.8 A
5. Produkt: napięcie znamionowe: 11.1 V –
Pojemność baterii: 2500 mAh

Sposób korzystania z urządzenia

1. Należy podłączyć głowicę do korpusu urządzenia:
Po wyłączeniu produktu należy wsunąć głowicę masażera w wylotobienia. Aby usunąć głowicę, należy ją wysunąć. Uwaga: głowicę masażera należy umieszczać na uchwycie oraz z niego usuwać trzymając ją prosto, nie należy jej przekręcać.
2. Przełącznik należy ustawić w pozycji „ON” (włączanie urządzenia) lub „OFF” (gdy chcemy je wyłączyć).
3. Przycisk włącznika  pozwoli na wybór pożądaną częstotliwości drgań masażu, która będzie wymagała dodatkowego położenia przez użytkownika nacisku na poszczególne części ciała.
4. W okresie, gdy produkt nie będzie wykorzystywany, konieczne będzie ustawienie przełącznika znajdującego się u spodu baterii w pozycję „OFF”. W innym wypadku dojdzie do wyczerpania się baterii.

Konserwacja

1. Urządzenie należy czyścić z wykorzystaniem wilgotnego ręcznika, a następnie osuszać za pomocą miękkiej ściereczki.
2. W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy okres należy umieścić je w pudełku.
3. Nie należy usuwać żadnych śrub z urządzenia ani go rozmontowywać.
3. W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy okres należy poddawać je ładowaniu raz w miesiącu, aby nie dopuścić do skrócenia żywotności baterii.



Pro-Wellness Jurczyk, Abu El Ella, Cyran, Szpak Sp.J.
ul. Morawa 48, 40-353 Katowice, Nip: 644 28 43 454

Tel. 609 202 198
www.pro-wellness.pl